

КОМПЛЕКС ПІДГРІВУ РІДИН ТА РОЗЧИНІВ ПРИ ІНФУЗІЙНІЙ ТЕРАПІЇ ТА ШТУЧНОМУ ГОДУВАННІ

ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ

запобігання та лікування
гіпотермії і спричинених нею
ускладнень в до-, інтра-
і післяопераційних періодах



ДОЗВОЛЯЄ

- підтримувати задану температуру в діапазоні 34-42°C протягом 24 годин
- одночасно використовувати дві інфузійні магістралі різного діаметру
- забезпечити правильну і ефективну інфузійно-трансфузійну терапію
- проводити інфузійну терапію з низькою швидкістю введення
- введення поживних розчинів через назальні або ентеральні зонди
- працювати від автономного джерела протягом 3-х годин або від бортової мережі автомобіля

ЗАСТОСУВАННЯ

відділення хірургії, реанімації та інтенсивної терапії; клініки, кардіологічні центри, автомобілі ШМД медицина катастроф, медичні науково-дослідні інститути та інші лікувально-профілактичні заклади

Підігрів інфузійних розчинів, крові і кровозамінників є однією з умов правильного проведення інфузійно-трансфузійної терапії. Застосування апарату "AMPIRmini" в повсякденній лікарській практиці допомагає поліпшити стан хворого в до-, інтра- і післяопераційному періоді; зменшити ускладнення, викликані гіпотермією.

БЛОК КЕРУВАННЯ



- LED-дисплей
- Роздільні кнопки керування
- Різні режими роботи: в режимі «Ручний» температура регулюється в діапазоні від 34°C до 42°C з кроком 0,1°C; в режимі «Авто» температура на виході теплообмінника підтримується на рівні 36,6°C незалежно від швидкості потоку
- Звукова і світлова сигналізація, самотестування при вклученні та в процесі роботи
- Світлодіодний індикатор для відображення поточної температури нагріву
- Середнє енергоспоживання менше 30 Вт/год
- Клас захисту IP23 (захист від пилу і проникнення води)
- Час виходу на задану температуру не більше 2 хвилин

ТЕПЛООБМІННИК



- Можливість розміщення двох систем для вливання діаметром від 1 до 6 мм в одному теплообміннику
- Рекомендована швидкість потоку до 300 мл / год, максимальна швидкість потоку 520 мл / год
- Спеціальні реміні дозволяють розміщувати прилад безпосередньо поблизу пацієнта



- Довжина магістралі, що укладається в теплообмінник, 550 мм
- Варіант виконання для однієї магістралі довжиною 350 мм
- Максимальна швидкість потоку 900 мл / год

СУМКА

- Спеціалізовані відсіки для зберігання приладу і аксесуарів
- Світлоповертаючі елементи

ФІКСАТОР ЗНІМНИЙ



- Для зручності розміщення на інфузійній стійці або на горизонтальній планці біля ліжка пацієнта

ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ



- Автономна робота протягом 3 годин
- Можливість одночасної роботи і зарядки
- Можливість підключення до бортової мережі автомобіля
- Вбудований аналіз бортової мережі автомобіля
- Наявність фіксатора для кріплення блоку керування

Уповноважений представник в Україні ТОВ "РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ"

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182
Тел./факс: +38 044 3 600 300
www.tahat.com.ua
e-mail: info@tahat.com.ua

ВИГОТОВЛЕНО В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Таблиця замовлення комплексу

	Замовлення		
Блок керування	1. 3 одним вбудованим теплообмінником	2. 3 двома вбудованими теплообмінниками	3. Без вбудованого теплообмінника
Вид блоку живлення	1. Виносний	2. Вбудований	
Кількість виносних теплообмінників	0. Відсутній	1. Один	2. Два
Тип теплообмінників	01-99. Відрізняється кількістю каналів та їх діаметром. Кількість і тип каналів узгоджується з замовником		
Джерело безперебійного живлення	0. Відсутнє	1. Вбудоване	
Сумка	0. Відсутня	1. Вбудована	
Фіксатор знімний	0. Відсутній	1. Вбудований	
Стійка	0. Відсутня	1. Вбудована	