



АПАРАТ ПІДІГРІВУ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ ТА РОЗЧИНІВ ПРИ ІНФУЗІЙНІЙ ТЕРАПІЇ

AMPIR-01

Підігрів інфузійних розчинів, крові та кровозамінників є однією з умов правильного проведення інфузійно-трансфузійної терапії. Використання апарату «Ампір-01» в повсякденній лікарській практиці допомагає поліпшити стан хворого в до-, інтра- і післяопераційному періоді; зменшити ускладнення, викликані гіпотермією.

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ

запобігання та лікування гіпотермії та спричинених нею ускладнень в до-, інтра- і післяопераційних періодах

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

поліклініки, операційні, палати реанімації, всюди де потрібна інфузійна терапія, переливання крові і кровозамінників

“АМПІР-01” ДОЗВОЛЯЄ:

- підтримувати задану температуру в діапазоні 34-41,5 °C протягом 24 годин
- одночасно проводити правильну і ефективну інфузійно-трансфузійну терапію у двох пацієнтів
- забезпечити обігрів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів, які вливаються зі швидкістю до 1 л / год



модифікація 1
«Ампір-01»



модифікація 2
«Ампір-01А»

ТЕПЛООБМІННИК



- для ефективного нагріву досить 2-3 обертів магістралі навколо теплообмінника
- один оберт магістралі навколо теплообмінника 450 мм
- жолобки теплообмінника зроблені з урахуванням максимального обхвату магістралі для ефективного нагріву рідини, яка переливається
- можливість застосування 2-х магістралей одночасно
- напруга живлення $230 \pm 23В$

МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ БЛОК КЕРУВАННЯ



- LED-дисплей
- світлодіодний індикатор
- підтримка заданої температури в діапазоні $34-41,5^{\circ}C$
- температурний крок $0,1^{\circ}C$
- середнє енергоспоживання менш 30 Вт/год
- клас захисту IP23 (захист від пилу і проникнення води)
- швидке нагрівання до необхідної температури протягом 2-5 хвилин
- функція пам'яті установок користувача
- самотестування при включенні і в процесі роботи

КРІПЛЕННЯ



- кріплення підходить до стійок від 15 до 55 мм в діаметрі
- надійне кріплення до стійки без ковзання

СТІЙКА УНІВЕРСАЛЬНА ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ СУІР



гачки для розміщення флаконів або пакетів з ін'єкціями



гачок для фіксації обладнання і затискний гвинт для регулювання висоти



столик для маніпуляцій



п'ять коліщаток з гумовими вставками з двома стоянковими гальмами

Діаметр основи 0,55 м
Вага не більше 4,5 кг

Стійка виконана з нержавіючої сталі